

徘徊感知機器

徘徊行動を検知し、介護の負担を軽減します。ベッドサイドや部屋の出入口などに設置したマットセンサーを踏むとメロディで報知します。

設置イメージ

【別室】


メロディチャイム
HRH4-60



無線
コンソール
HTH2-60



床センサー
MS1000K



センサーはベッド横の床に敷いてください。

ベッド上に設置したシート上のセンサーで、
起き上がりを感知し、メロディで報知します。

設置イメージ

【別室】


メロディチャイム
HRH4-60



無線
コンソール
HTH2-60



ベッドセンサー
SSA8030K



センサーはマットレス上の背中位置に敷いてください。

センサー本体にコードがないので、
安全でしかも設置が簡易です。

設置イメージ



【別室】

メロディチャイム
HRH4-60



無線
赤外線センサーH
IBS180RH


自在クランプ



赤外線センサーHにはケーブルが全くありません。

赤外線センサーH

標準セット



サイズ 1,000×500mm



家族コール1・Aタイプ

TAISコード:00318-000032

商品番号 **K-529A**

希望月極レンタル料金
5,000
ご利用者負担額
500

- 型式:HK-1A
- メーカー:テクノスジャパン

標準セット



サイズ 800×300mm



家族コール1・Bタイプ

TAISコード:00318-000033

商品番号 **K-529B**

希望月極レンタル料金
5,000
ご利用者負担額
500

- 型式:HK-1B
- メーカー:テクノスジャパン

標準セット



家族コール1・Cタイプ

TAISコード:00318-000034

商品番号 **K-529C**

希望月極レンタル料金
6,000
ご利用者負担額
600

- 型式:HK-1C
- メーカー:テクノスジャパン