

床ずれ防止用具

床ずれとは

非常に治りにくい皮膚の潰瘍で、発熱の原因になったりすることもあります。


1 床ずれはどうしてできるのか？

- ①いつも下になっている部分の皮膚が圧迫されるので血行が悪くなる
- ②皮膚が不潔になったり、湿ったり、摩擦が起きたりする
- ③全身の栄養状態が悪くなる


何より大切なことは、
床ずれを
つくらないことです！

2 床ずれのしやすい場所

- 仰向けに寝ている場合



- 横向けに寝ている場合




- 体圧のかかりやすい、骨の突き出た所に注意してください。(例)仙骨部、足、足関節部、大転子部、等

床ずれ防止の三原則

原因となる要素を取り除く必要があります。

1 体位交換をして、同じ部位の圧迫をさける

- 仰向け、右向き、左向き、……と、
2時間毎に体位を変える



- できるだけ座る姿勢をとる



2 清潔を保ち、刺激をさける

- ①入浴や清拭で皮膚を清潔にし、こまめにおむつ交換をして、むれを少なくする
- ②寝まき、シーツはノリづけせず、よく乾いたものをシワのないように
- ③寝まき、シーツ、ふとんはよく日光に干す
- ④寝床にゴミや食べかすなどがあれば取り除く



清拭のときに
マッサージも

3 全身の栄養状態を良くする

食べやすく工夫した、
バランスの良い食事内容にする。
特に、たん白質やビタミンCを
十分に摂るようにしましょう。




※すべての人が防止できるわけではありませんが、適切な対応をとりましょう。

床ずれ防止用具の種類

ご利用者の身体状況に応じて、適切な床ずれ防止用具を選びましょう。


エアーマットタイプ

ポンプから出るエアー（空気）によって、
複数のエアセルを膨張・収縮させて、体
を支える面を変化させます。



静止型マットレスタイプ

ウレタンフォーム、ジェル等の素材によ
り、広い面で体を支えることにより、体圧
を分散させます。





マットレスの種類と選び方



床ずれ発生リスク度の判定方法 (OHスケール)

評価法	自立体位変換	完全に「できる」、完全に「できない」以外は「どちらでもない」	あり 0点 どちらでもない 1.5点 なし 3点
	病的骨突出(仙骨部)	中央から8cm離れたところの高低差によって評価	なし 0点 軽度・中等度 1.5点 高度 3点
	浮腫(むくみ)	指で5秒間押し、指を離してもへこみが消えなければ浮腫あり	なし 0点 あり 3点
	関節拘縮	関節拘縮のあるなしで評価	なし 0点 あり 1点

床ずれ発生リスク度の判定結果 (合計点数)

		リスク無し(0点)	軽度(1~3点)	中等度(4~6点)	高度(7~10点)
静止型マットレス			マキシーフロート p28		
			アルファブラフ p29		
			ディンプルマットレス p28		
			アクアフロート p28		
			ナッソー p29		
			アキュマックス p29		
エアマットレス			ネクサス p26		
			ここちあ p26		
			ステージア p24		
				インフィニティ p27	
				グランデ p25	
				オスカー p24	
				クレイド p25	

体圧分散式マットレスに求められる基本特性(体圧分散性能、除圧性能、寝心地のよさ)を向上し、エアマットレスの弱点(端座位の安定感と立ちあがりやすさ、むれ&ひえ)を対策した、床ずれケアのための高機能エアマットレス。



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

ステージア

●メーカー:モルテン

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00054-000115

商品番号 **E-397A**

●型式:MSTA91

●サイズ(cm):全長193×全幅91×厚13

レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00054-000115

商品番号 **E-397B**

●型式:MSTA83

●サイズ(cm):全長193×全幅83×厚13

ミニ(91cm幅)

TAISコード:00054-000115

商品番号 **E-397C**

●型式:MSTA91S

●サイズ(cm):全長182×全幅91×厚13

ミニ(83cm幅)

TAISコード:00054-000115



商品番号 **E-397D**

●型式:MSTA83S

●サイズ(cm):全長182×全幅83×厚13

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
7,000	700

「背上げモード」「リハビリモード」にすると背抜き・圧抜き動作を行い、ベッドの背上げ時や背下げ時に背中にかかる苦しさを緩和します。寝床内の「むれ」と「ひえ」を対策します。自動体位変換機能により、利用者様の安眠を確保し、介護者の負担を軽減します。



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

オスカー

●メーカー:モルテン

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00054-000137

商品番号 **E-398A**

●型式:MOSC91

●サイズ(cm):全長193×全幅91×厚17

レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00054-000137

商品番号 **E-398B**

●型式:MOSC83

●サイズ(cm):全長193×全幅83×厚17

ミニ(91cm幅)

TAISコード:00054-000137

商品番号 **E-398C**

●型式:MOSC91S

●サイズ(cm):全長182×全幅91×厚17

ミニ(83cm幅)

TAISコード:00054-000137

商品番号 **E-398D**

●型式:MOSC83S

●サイズ(cm):全長182×全幅83×厚17

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
9,000	900

利用者の身体状況を判定・入力すると、マットレスの「かたさ」「動作」「厚さ」「除湿レベル」が最適な条件で自動的に設定される『アセスメント&フィッティングモード』。
間違いのない設定で、常に安全・安心な環境を提供します。



●マットレスの厚さは身体状況や転落対策の必要性に応じて、自動的に切り替わります。(厚手18cm:体圧分散性や局所の圧迫力対策優先/薄手13cm:寝心地や安定感優先、転落対策)



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

グランデ

●メーカー:モルテン

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00054-000071

商品番号 **E-389A**

●型式:MGRA91

●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚18/13

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00054-000071

商品番号 **E-389B**

●型式:MGRA83

●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚18/13

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00054-000071

商品番号 **E-389C**

●型式:MGRA91S

●サイズ(cm):全長180×全幅91×厚18/13

ミニ (83cm幅)

TAISコード:00054-000071

商品番号 **E-389D**

●型式:MGRA83S

●サイズ(cm):全長180×全幅83×厚18/13

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
8,000	800

設定した体位変換と体位保持を自動で行います。

4種類の体位変換動作:3体位変換(左⇄上⇄右)

2体位変換(上⇄右) / (左⇄上) / (左⇄右)

4段階の各体位保持時間:15分 / 30分 / 1時間 / 2時間

3段階の傾き角度:8° / 15° / 20°



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

クレイド

●メーカー:モルテン

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00054-000031

商品番号 **F-373A**

●型式:MCRD91

●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚16~33

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00054-000031

商品番号 **F-373B**

●型式:MCRD83

●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚16~33

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
15,000	1,500

ブロックコントロールによる優れた体圧分散性能に加え、
操作パネルで目的に合わせたモード設定で寝心地や使い心地の
良さにも配慮したエアマット。(ポンプ内蔵タイプ)



対MRSA
抗菌加工

難燃加工

圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ

なし	第1期	第2期	第3期	第4期
----	-----	-----	-----	-----

ここちあ

●メーカー：パラマウントベッド

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00170-000602

商品番号 **E-396A**

●型式:KE-901Q

●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚13

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00170-000603

商品番号 **E-396B**

●型式:KE-903Q

●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚13

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
8,000	800

背上げモード、リハビリモード、微波動モードなど
予防から重度まで、幅広く対応できます。



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ

なし	第1期	第2期	第3期	第4期
----	-----	-----	-----	-----

エアマスター ネクサス

●メーカー：ケーブ

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00206-000067

商品番号 **E-394A**

●型式:CR-610

●サイズ(cm):全長191×全幅90×厚13

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00206-000067

商品番号 **E-394B**

●型式:CR-600

●サイズ(cm):全長191×全幅84×厚13

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00206-000067

商品番号 **E-394C**

●型式:CR-620

●サイズ(cm):全長180×全幅90×厚13

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
8,000	800

頭側挙上時の自動対応、停電対策機能を備えた
リスクの高い療養者に対応する高機能エアマットレス。



圧切替型／高機能型

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

ビッグセルインフィニティ

TAISコード:00206-000074

●メーカー:ケーブ

レギュラー(91cm幅)

商品番号 E-400A

●型式:CR-555

●サイズ(cm):全長191×幅90×厚17

レギュラー(83cm幅)

商品番号 E-400B

●型式:CR-550

●サイズ(cm):全長191×幅84×厚17

ミニ(91cm幅)

商品番号 E-400C

●型式:CR-557

●サイズ(cm):全長180×幅90×厚17

ミニ(83cm幅)

商品番号 E-400D

●型式:CR-553

●サイズ(cm):全長180×幅84×厚17

レギュラー(100cm幅)


商品番号 E-400E

●型式:CR-559

●サイズ(cm):全長191×幅100×厚17

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
9,000	900

マットレスの上にひくだけで
床ずれ予防効果を得られる
通気性のよい夏は涼しく、冬は暖かい
ベッドパッドです。




体圧分散比較データ


テスト状況
使用:5分後 試験者:男性 177cm 70kg
(検査協力 タカノ株式会社)

ウレタンマットの場合

①ウレタンマットレスのみ
腎部:血管内圧最大値
80mm/Hg




②ウレタンマットレス+
プレイラプラス
腎部:血管内圧最大値
40mm/Hg



エアマットの場合

③エアマットレスのみ
腎部:血管内圧最大値
52mm/Hg



④エアマットレス+
プレイラプラス
腎部:血管内圧最大値
24mm/Hg



一般的なマットレスをご使用されている方でも、プレイラプラス・
ベッドパッドをご使用頂くだけで、床ずれ防止効果を得られます。
さらに、通気性も付加されますので、床ずれ等の患部の乾燥を
促す効果もあります。

プレイラプラス ベッドパッド

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:01149-000012

●型式:BPRS910R

●メーカー:G.REST ●サイズ(cm):195×91×1.5

商品番号 E-401A

希望月極レンタル料金
2,000
ご利用者負担額
200

特殊寝台
特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器

歩行補助杖

徘徊感知機器

移動用リフト

自動排泄処理装置

内部にディンプル形状(くぼみ)の空間を持たせ、
ウレタンフォーム特有の反力を軽減し、
優れた体圧分散性と快適な寝心地を両立させたマットレスです。

Ag+
銀抗菌

防炎加工

褥瘡ステージ

なし 第1期 第2期 第3期 第4期



ディンプルマットレス(防水)

●メーカー: ケーブ

希望月極レンタル料金

5,000

ご利用者負担額

500

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00206-000070

商品番号 E-376A

●型式:CR-541

●サイズ(cm):全長191×全幅90×厚12

レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00206-000070

商品番号 E-376B

●型式:CR-540

●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚12

ミニ(91cm幅)

TAISコード:00206-000070

商品番号 E-376C

●型式:CR-543

●サイズ(cm):全長180×全幅90×厚12

ミニ(83cm幅)

TAISコード:00206-000070

商品番号 E-376D

●型式:CR-542

●サイズ(cm):全長180×全幅83×厚12

中央部に埋め込まれた水溶液のパックが、
床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力
を効果的に分散させます。
背上げた時に、特に高い効果を発揮します。

グリーン輸入法
適合

難燃加工

抗菌・
防カビ

褥瘡ステージ

なし 第1期 第2期 第3期 第4期



アクアフロート(通気タイプ)

●メーカー: パラマウントベッド

希望月極レンタル料金

5,000

ご利用者負担額

500

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00170-000507

商品番号 E-373A

●型式:KE-841Q

●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚12

レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00170-000508

商品番号 E-373B

●型式:KE-843Q

●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚12

ミニ(91cm幅)

TAISコード:00170-000511

商品番号 E-373C

●型式:KE-8411Q

●サイズ(cm):全長180×全幅91×厚12

ミニ(83cm幅)

TAISコード:00170-000512

商品番号 E-373D

●型式:KE-8431Q

●サイズ(cm):全長180×全幅83×厚12

新開発のウレタンフォームと4×4スリット加工で
身体に気持ちよく沿うマットです。

褥瘡ステージ

なし 第1期 第2期 第3期 第4期



アルファプラF(通気カバータイプ)

●メーカー: タイカ

希望月極レンタル料金

6,000

ご利用者負担額

600

レギュラー(91cm幅)

TAISコード:00563-000067

商品番号 E-377A

●型式:MB-FA1R

●サイズ(cm):全長195×幅91×厚13

レギュラー(83cm幅)

TAISコード:00563-000064

商品番号 E-377B

●型式:MB-FA3R

●サイズ(cm):全長195×幅83×厚13

ミニ(91cm幅)

TAISコード:00563-000066

商品番号 E-377C

●型式:MB-FA1S

●サイズ(cm):全長181×幅91×厚13

ミニ(83cm幅)

TAISコード:00563-000063

商品番号 E-377D

●型式:MB-FA3S

●サイズ(cm):全長181×幅83×厚13

レギュラー(100cm幅)

TAISコード:00563-000069

商品番号 E-377E

●型式:MB-FA0R

●サイズ(cm):全長195×幅100×厚13

エアマット並みの体圧分散機能で床ずれを予防します。



アルファプラ (防水タイプ)

●メーカー:ジェルトック

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00563-000008

商品番号 **E-372A**

●型式:MB11-LIGHT-R1

●サイズ(cm):全長195×全幅91×厚11.5

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00563-000011

商品番号 **E-372B**

●型式:MB11-LIGHT-R1M

●サイズ(cm):全長181×全幅91×厚11.5

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00563-000005

商品番号 **E-372C**

●型式:MB11-LIGHT-R3

●サイズ(cm):全長195×全幅83×厚11.5

※数量限定

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期
希望月極レンタル料金				
6,000				
ご利用者負担額				
600				

弾力性の異なる3層のウレタンフォーム構造で接触圧を効果的に軽減します。



マキシフロート (防水)

●メーカー:パラマウントベッド

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00170-000045

商品番号 **E-375A**

●型式:KE-801A

●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚15

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00170-000046

商品番号 **E-375B**

●型式:KE-803A

●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚15

ミニ (91cm幅)

TAISコード:00170-000306

商品番号 **E-375C**

●型式:KE-8011

●サイズ(cm):全長180×全幅91×厚15

ミニ (83cm幅)

TAISコード:00170-000305


商品番号 **E-375D**

●型式:KE-8031

●サイズ(cm):全長180×全幅83×厚15

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期
希望月極レンタル料金				
6,000				
ご利用者負担額				
600				

3層式高密度ウレタンフォームにより、優れた体圧分散性能と端座位時の安定感を両立。更に、3層式スライド構造によりベッド背上げ時の背中にかかる苦しさを低減し、楽な姿勢を確保。



ナッソー (防水タイプ)

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00054-000091

商品番号 **E-374A**

●型式:MNS91

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):全長191(内部186)×全幅91×厚13

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00054-000091

商品番号 **E-374B**

●型式:MNS83

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):全長191(内部186)×全幅83×厚13

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
5,000	500

ウレタンフォームとエアの複合構造により優れた体圧分散性能を発揮します。



アキュマックス (防水)

レギュラー (91cm幅)

TAISコード:00170-000259

商品番号 **E-385A**

●型式:KE-821

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):全長191×全幅91×厚15.5

レギュラー (83cm幅)

TAISコード:00170-000260

商品番号 **E-385B**

●型式:KE-823

●メーカー:パラマウントベッド

●サイズ(cm):全長191×全幅83×厚15.5

褥瘡ステージ				
なし	第1期	第2期	第3期	第4期

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
14,000	1,400

体位変換器

- ・持ち手を引っ張るだけで簡単に体位変換ができます。
- ・家庭用洗濯機で丸洗いOK!



●型式:MTYA ●メーカー:モルテン ●タイプ:まくら型 ●サイズ(cm):全長68×全幅32×厚10

体位変換機+高耐久、マルチ、
体圧分散式クッション。

質量
2.4
kg

セロリAタイプ

TAISコード:00054-000112 商品番号 F-372A

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

セロリAタイプを使った上半身を主とした体位変換方法



Aタイプを頭～肩の下に入れておきます。体の向きを変えやすくするために、膝を立てて腕をお腹の上にのせます。



Aタイプの両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。



片側の持ち手を持ち上げるようにして上半身の向きを変えます。立てた膝に手を添えると、より安定した体位変換ができます。



肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向き)にして体位変換完了です。

Aタイプを使った その他の体位変換方法



下半身の向きを変える



おしりの向きを変える



背中中の向きを変える

- ・持ち手を引っ張るだけで簡単に体位変換ができます。
- ・家庭用洗濯機で丸洗いOK!



●型式:MTYB ●メーカー:モルテン ●タイプ:スネーク型 ●サイズ(cm):全長141×全幅23×厚8

体位変換機+高耐久、マルチ、
体圧分散式クッション。

質量
3.1
kg

セロリBタイプ

TAISコード:00054-000113 商品番号 F-372B

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

セロリBタイプを使った上半身を主とした体位変換方法



Bタイプを2つ折りにしてひざの下に入れておきます。体の向きを変えやすくするために、腕をお腹の上にのせます。



Bタイプの両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。



片側の持ち手を持ち上げるようにして下半身の向きを変えます。肩に手を添えると、より安定した体位変換ができます。



肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向き)にして体位変換完了です。

Bタイプを使った その他の体位変換方法




2つ折りで上半身の向きを変える



体全体の向きを変える



L字で上半身の向きを変える



●型式:ナーセントパットA ●メーカー:アイ・ソネックス ●組合せ:大ピース×1、小ピース×2
●サイズ(cm): (大) 幅40×長さ40×高さ10、(小) 幅20×長さ40×高さ10

身体の下に差し込む
だけで容易に
体位変換ができ、
そのまま良肢位を保持します。

質量
850g
大

質量
450g
小

ナーセントパットA

TAISコード:00149-000012 商品番号 F-371A


希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
2,500	250

側臥位(横向き)で ●2Pを使用して



仙骨部は空けて

腹臥位(腹這い)で



仰臥位(仰向け)で ●2Pを使用して




オムツ交換

パットを重ねて60°の側臥位に。



ベッド上で ●3Pを使用して




車いす上で

車いすの横倒れ防止



車いすの姿勢調整に

後傾した骨盤の支持に



※薄手のクッションと併用してご使用ください。




こんな使い方も



特殊寝台 特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 車いす 車いす付属品 スロープ 歩行器 歩行補助杖 徘徊感知機器 移動用リフト 自動排泄処理装置

特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器
歩行補助杖
徘徊感知機器
移動用リフト
自動搬送装置



ベッド上での
体位変換が
容易に行えます。

内側が滑りやすくなっている
筒状のスライディングシート。
力をかけずに、移動、
乗り移りができます。

質量
450
g

ノルディックスライド(ミディ)

TAISコード:00130-000024 商品番号 F-366A


希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

●型式:ノルディックスライド(ミディ)

●メーカー:パシフィックサプライ ●サイズ(cm):全長80×全幅72

使い方の参考例 ★ベッド上のズレを元に戻す方法

(1)ギャッジを使用しない場合



(2)ギャッジを利用する場合



テコの原理で簡単に体位変換。
スウィング機能は
リハビリに利用できます。

質量
950
g

ライトターンC(コンパクトタイプ)

TAISコード:00149-000017 商品番号 F-367A

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

●型式:ライトターンC ●メーカー:アイソネックス ●サイズ(cm):巾40×高39×奥行13

使用方法



ライトターンの中央隔壁を足先のほうに向けて倒し、凹部に乗せます。



ライトターンを回転させて起こし、両膝を両側の凹部に入れます。




まずライトターンのベルトを持って回転させ、肩も少し押しながら寝返りを行います。



股間を開いた状態を保持できますので、おむつ交換や摘便が容易に行えます。

ベッド上でサイドレールなどに固定すると、
側臥位の一時的な保持ができるので
「おむつ交換」などを楽に、より安全に行うことができます。

質量
約300
g



ペンギンサポート 使用手順のご紹介



●側臥位の一時的な保持

固定部(面ファスナー)で、ベッド用オプション(ベッドサイドレール・スイングアーム介助バー・折りたたみベッドサイドレール)へ簡単に固定することができますので、側臥位の一時的な保持ができます。

●セッティングのし易さ

身体の下に差込み易くするために、滑りやすい材質を使用しています。

●清潔維持

撥水加工を施しました。清拭や消毒、手洗いなどで清潔にお使いいただけます。 ※日常のお手入れは取扱説明書をご確認ください。

体位変換器 ペンギンサポート

TAISコード:00170-000713 商品番号 F-368A

●型式:KE-100S


●メーカー:パラマウントベッド ●サイズ(cm):全長約163×全幅約48

●最大使用者体重(kg):138

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

手すり

工事不要の天井固定型や
設置型の手すりの利用で
起き上りや、歩行時の支えになります。



手すりの種類

天井固定型垂直手すり

取付は簡易ワンタッチ竿。
天井にも対応。
組み合わせで導線が確保。



天井固定型玄関用手すり

取付はワンタッチ。
段差のある上がりかまちで
昇降がスムーズに。



歩行支援手すり

廊下や室内での歩く動作を
サポートする手すりです。



離床支援用手すり

玄関や寝室などで
立ち上がりに使います。



トイレ用手すり

腰掛け式便器やポータブルトイレとともに
使用します。着座起立の動作を助けます。



洋式トイレ用フレームS
跳ね上げR




安寿ポータブルトイレ用
フレームささえ



バディーVI

壁面にとらわれず設置できる万能手すり。
工事不要でどこでも簡単に取り付けことができます。
(但し、お風呂場は除く)

どんな場所にも
設置可能



和室



階段



廊下



ベストポジションバー

TAISコード:00254-000017

商品番号 **G-601D**

●型式:NBP-100-80

- メーカー:ホクメイ
- メインパイプ径 (cm):4.5
- サイズ (cm):210~290

希望月極レンタル料金
4,000
ご利用者負担額
400

ベストポジションバー (ショートタイプ)

JANコード:4944916023073


商品番号 **G-601C**

●型式:NBP-100-90

- メーカー:ホクメイ
- メインパイプ径 (cm):4.5
- サイズ (cm):170~210

希望月極レンタル料金
4,000
ご利用者負担額
400

工事不要で簡単に
手すりが設置できます。



H型セット 1200、900

商品番号 **G-602A**

- 型式:BP-200-70
- メーカー:ホクメイ
- 握り部太さ (cm):3.5

希望月極レンタル料金
9,000
ご利用者負担額
900

※横棒のみ価格です

通路も気にせず
手すりの設置ができます。



跳ね上げセット 1200、900

商品番号 **G-602B**

- 型式:BP-200-60
- メーカー:ホクメイ
- 握り部太さ (cm):3.5

希望月極レンタル料金
10,000
ご利用者負担額
1,000

※横棒のみ価格です

サポートをつけると
強度がアップします。



跳ね上げサポートセット 1200、900

商品番号 **G-602C**

- 型式:BP-200-80
- メーカー:ホクメイ
- 握り部太さ (cm):3.5

希望月極レンタル料金
11,000
ご利用者負担額
1,100

※横棒のみ価格です

竿天井に3本で掛けると
安定性が向上します。



3本掛け補強プレート

商品番号 **G-602D**

●型式:BP-1000 ●メーカー:ホクメイ

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
—	—

コーナー部分
でも取付可能と
なります。



天井用丸型ベース

商品番号 **G-602E**

●型式:NBP-220 ●メーカー:ホクメイ

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
—	—

立ち上がり、立位保持、方向転換
などをサポートする円形手すり。



ジュピター2点セット (リングアーム・クッション)

商品番号 **G-611C**

- 型式:BP-140-10
- メーカー:ホクメイ

希望月極レンタル料金
3,000
ご利用者負担額
300

押さえこんで使用できる
サポート手すりです。



アームプッシュ

商品番号 **G-602F**

- 型式:BP-420
- メーカー:ホクメイ

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

ベストポジションバー用
U字型にぎり手。



U字アーム

商品番号 **G-611A**

- 型式:BP-110
- メーカー:ホクメイ
- 握り部太さ (cm):3.5

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

ベストポジションバー用
にぎり取手。



I型アーム

商品番号 **G-611B**

- 型式:BP-400
- メーカー:ホクメイ
- 握り部太さ (cm):3.5


希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100



天井まで伸ばしてクランプで固定するだけ。
握りやすい最適な手すり太さです。

十字型 ストッパー		天井の設置場所で制限がない場合に。梁のある天井であればどこにでも設置できます。
I型 ストッパー		壁際に寄せて設置する場合に。必ず梁のある場所に設置してください。
丸型 ストッパー		天井の隅(角)に寄せて設置する場合に。

※お風呂などの水気のある場所や屋外では使用できません。



立ち座り動作をサポートする垂直型手すりです。設置場所に合わせて選べる3種類の天井ストッパー。



バディーI ノーマルタイプ

TAISコード:00054-000054

●メーカー:モルテン ●サイズ(cm):対応天井高さ210~320、直径3.65

十字型ストッパー

商品番号 **G-612A**

●型式:MNTCM

I型ストッパー

商品番号 **G-612K**

●型式:MNTCMIS

丸型ストッパー

商品番号 **G-612L**

●型式:MNTCMRCS

バディーI (ショート)

TAISコード:00054-000054

●メーカー:モルテン ●サイズ(cm):対応天井高さ160~220、直径3.65

十字型ストッパー

商品番号 **G-612H**

●型式:MNTCML

I型ストッパー

商品番号 **G-612M**

●型式:MNTCMISL

丸型ストッパー

商品番号 **G-612N**

●型式:MNTCMRCSL

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

段差の小さい上がりかまちの
サポート用手すりです。

※バディーI下部に丸型ストッパーを併用して下さい



バディーI用
L型サイドバー 90

TAISコード:00054-000065

商品番号 **G-612B**

●型式:MNTCM06

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):全長76×全高75

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,000	100

段差の大きい
上がりかまちの
サポート用手すりです。



バディーI用
L型サイドバー 45

TAISコード:00054-000066

商品番号 **G-612C**

●型式:MNTCM07

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):全長76×全高100

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,000	100

バディー用
U字型にぎり手。



バディーI用
サイドバー

TAISコード:00054-000055

商品番号 **G-612I**

●型式:MNTCM01LB

●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):幅26×高さ19.5

●材質:ポリプロピレン

・立ち座りや寝返りをサポート
・用途や目的に応じた取り付けが可能です。

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,000	100

布団からの離床動作や、座布団などの低いところからの立ち座りをサポートする手すりです。

質量
11.0
kg



●型式:MNTDA ●メーカー:モルテン

●サイズ(cm):長さ70×幅65×高さ40~56(無段階調整)、パイプ径2.8・丸型手すり部径18

●材質:スチール、合成皮革



バディーII 床用

TAISコード:00054-000056

商品番号 **G-612J**

希望月極レンタル料金
3,000
ご利用者負担額
300

歩行訓練のための
平行型手すりです。



- ・56～85cmで無段階高さ調整
- ・44～58cmで無段階幅調整

- 型式:MNTTB
- メーカー:モルテン
- サイズ(cm):長さ140

質量
15.5
kg



バディーⅢ

TAISコード:00054-000058

商品番号 G-612G

希望月極レンタル料金
5,000
ご利用者負担額
500

廊下や室内での
歩く動作をサポートする
手すりです。



- ・70～80cmで無段階高さ調整
- ・壁際や部屋の中央など、設置場所に応じてベースフレームへの取付位置の変更可能

- 型式:MNTGB
- メーカー:モルテン
- サイズ(cm):長さ140

質量
26.0
kg




バディーⅤ

TAISコード:00054-000069

商品番号 G-612D

希望月極レンタル料金
6,000
ご利用者負担額
600

トイレでの立つ・座る
動作をサポートする
手すりです。



- ・50～60cmで無段階高さ調整
- ・トイレ幅が90cm以上の場合は使用できません。

- 型式:MNTTH
- メーカー:モルテン
- サイズ(cm):全長41×全幅77×高さ50～60

質量
8.2
kg

バディーⅥ

TAISコード:00054-000070

商品番号 G-612E

希望月極レンタル料金
3,000
ご利用者負担額
300

手すりを追加して、
両ささえにすることができます。



※バディーⅥに追加手すりを取付けた状態です。

- 型式:MNTTH01
- メーカー:モルテン
- サイズ(cm):アームレスト28×15

(バディーⅥ付属品)
追加手すり

TAISコード:なし

商品番号 G-612F

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

トイレに置くだけで
立ち上がりをサポートする
手すりが完成します。



※高さは58cmと63cmの2段階に調節できます。

トイレ用たちあつぷ

TAISコード:00055-000079 商品番号 G-625B

- 型式:CKB-01
- メーカー:矢崎化工
- 材質:アームレスト:ゴム集成材、支柱:アルミ
- ベース:アルミ・ゴム(フチ部)、補強棒:ステンレス

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
6,000	600

肘置きは55cm～70cmまで
3cmピッチで6段階調整
できます。



※取り付け可能幅最小14～最大40cmまで可

洋式トイレ用フレームS跳ね上げR

TAISコード:00221-000343 商品番号 G-625C

- 型式:533082
- メーカー:アロン化成
- サイズ(cm):幅64×奥行50×全高55～70

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

背もたれ、ひじ掛けを
使いやすい高さに
調節できます。



ポータブルトイレ用手すり ささえ

TAISコード:00221-000054 商品番号 G-625A

- 型式:ささえ
- メーカー:アロン化成
- サイズ(cm):全幅63×奥行63×全高73～81

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
2,000	200

特殊
専用
台付
属品

床すれ
防止
用具

体位
変換
器

手
すり

車いす

車いす
付属品

ス
ロー
プ

歩
行
器

歩
行
補
助
杖

徘徊
感知
機器

移動
用リ
フト

自動
排泄
処理
装置

玄関に置くだけの補助手すりです。あがりかまちの昇降をサポートします。

質量
39.7
kg

ステップ台
取りはずし時
32.8kg

外寸法:cm
手すり 80~85
あがりかまち 18~36
ステップ台 調整高さ 12・14・16・18cm

あがりかまち用
たちあつぷ

TAISコード:00055-000109
商品番号 **G-606A**

希望月極レンタル料金
5,000
ご利用者負担額
500



・対応するあがりかまち高さ 18~36cm

●型式:CKE-01-1
●メーカー:矢崎化工

※写真はオプションのステップ台を装置した場合の写真です。

質量
31.8
kg

外寸法:cm
手すり 80~85
あがりかまち 4~18
ステップ台 調整高さ 12・14・16・18cm

あがりかまち用
たちあつぷ

TAISコード:00055-000107
商品番号 **G-606B**

希望月極レンタル料金
5,000
ご利用者負担額
500

・対応するあがりかまち高さ 4~18cm

●型式:CKE-03 ●メーカー:矢崎化工

置くだけで使える、
ソファや椅子での立ち座りを
サポートする手すりです。

質量
12.9
kg



ルーツセンタータイプ


TAISコード:00054-000117

商品番号 **G-501A**
●型式:MNTPSBR ●メーカー:モルテン

希望月極レンタル料金
2,000
ご利用者負担額
200

置くだけで使える、ベッド・布団
での離床や玄関での立ち座りを
サポートする手すりです。

質量
21.6
kg



・家具調ベッドやパイプベッド、電動式介護ベッドにも置くだけで使えます。



ルーツサイドタイプ


TAISコード:00054-000116

商品番号 **G-501B**
●型式:MNTPLBR ●メーカー:モルテン

希望月極レンタル料金
2,000
ご利用者負担額
200

ベッドからの寝返り、起き上がり
立ち上がり動作をサポートする
手すりです。

質量
23.6
kg



ルーツコーナータイプ


TAISコード:00054-000132

商品番号 **G-501C**
●型式:MNTPCRBR ●メーカー:モルテン

希望月極レンタル料金
3,000
ご利用者負担額
300

壁際に設置できる
歩行動作をサポートする
手すりです。 手すり部分を壁際約8cmに
よせることができます。

質量
18.7
kg



ルーツロングタイプ

TAISコード:00054-000133

商品番号 **G-501D**
●型式:MNTPLGBR ●メーカー:モルテン

希望月極レンタル料金
2,500
ご利用者負担額
250

独自の固定方式で
カンタンに取り付け
できます。

質量
26.0
kg



※12・14.5・17・19.5cm 踏み台高さ調整。
※取付可能玄関幅 95cm~200cm

ゆったり手すり

TAISコード:01164-000013

商品番号
G-605A

●型式:STW-450SN

●メーカー:セハレターシステム工業

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
5,000	500

ベッドやソファからの
立ち上がり
向いています。

質量
11.7
kg



たちあつぷ

TAISコード:00055-000071

商品番号
D-321A

00055-000075(とまるくん付)

●型式:CKA-01 ●メーカー:矢崎化工

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

大型ベースで
安定性があります。

質量
15.5
kg



たちあつぷ

TAISコード:00055-000072

商品番号
D-323A


00055-000076(とまるくん付)

●型式:CKA-02 ●メーカー:矢崎化工

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

起き上がり、立ち上りの
補助手すりとして
使用できます。

質量
15.4
kg



たちあつぷ

TAISコード:00055-000073

商品番号
D-324A


00055-000077(とまるくん付)

●型式:CKA-03 ●メーカー:矢崎化工

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

幅広手すりが
可動範囲を広げます。

質量
16.0
kg



たちあつぷ

TAISコード:00055-000074

商品番号
D-326A

00055-000078(とまるくん付)

●型式:CKA-04 ●メーカー:矢崎化工

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
3,000	300

とまるくんを利用すると
ベッドに固定できます。



ベットでとまるくん

●型式:CKA-CK

商品番号
D-327A

●メーカー:矢崎化工

●取付範囲(cm):2.5~34

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
500	50

たちあつぷの
安定性を
向上させます。

質量
5.0
kg



おもしろくん CKA-J

TAISコード:00055-000104

商品番号 D-330D

●型式:CKA-J ●メーカー:矢崎化工

希望月極レンタル料金
500
ご利用者負担額
50

たちあつぷの連続に。



つながるくん



外寸法: cm
CKA-E60 73cm
CKA-E90 103cm
CKA-E120 133cm
質量
CKA-E60 2.7 kg
CKA-E90 3.3 kg
CKA-E120 3.8 kg

CKA-E60

質量
2.7
kg

TAISコード:00055-000099

商品番号 D-330A

●メーカー:矢崎化工

●長さ(cm):73

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

CKA-E90

質量
3.3
kg

TAISコード:00055-000100

商品番号 D-330B

●メーカー:矢崎化工

●長さ(cm):103

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

CKA-E120

質量
3.8
kg

TAISコード:00055-000101

商品番号 D-330C

●メーカー:矢崎化工

●長さ(cm):133

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり

車いす

車いす付属品

スロープ

歩行器

歩行補助杖

徘徊感知機器

移動用リフト

自動排泄処理装置