

右手・左手どちらでも
使用できる四点杖です。

質量
980
g


アルミ軽量杖 スモールベース

TAISコード:00066-000222

商品番号 J-521A

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

- 型式:CMS-40S
- メーカー:松永製作所
- ベースサイズ(cm):全幅16.5×全長22
- 長さ(cm):71~93.5(10段階調整)



支えるベース部が
大きいタイプです。

質量
1060
g

アルミ軽量杖 ラージベース

TAISコード:00066-000220

商品番号 J-521B

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

- 型式:CMS-40L
- メーカー:松永製作所
- ベースサイズ(cm):全幅22×全長31.5
- 長さ(cm):71~93.5(10段階調整)



使いやすい軽量、
コンパクトタイプ。

質量
800
g

アルミ 四脚杖(小)

TAISコード:00175-000270

商品番号 J-525A

希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

- 型式:TY142S
- メーカー:日進医療器
- ベースサイズ(cm):全幅20.5×全長14
- 長さ(cm):54.5~74.5



マグネシウム合金製で
超軽量を実現。

質量
420
Sタイプ

質量
440
Mタイプ


超軽量 4点杖 テトラ・ケイン

TAISコード:01105-000001

商品番号 Sタイプ→J-526A
Mタイプ→J-526B

希望月極レンタル料金
1,500
ご利用者負担額
150

- 型式:Sタイプ、Mタイプ
- メーカー:田辺プレス
- 長さ(cm):60~75(Sタイプ)
70~85(Mタイプ)



70C-4
カーボン柄

70C-F4
花柄

70C-C1
格子柄

質量
約400
g

超軽量オールカーボン四点式
高さ11段階2.55cmピッチ
最低高60.5cmで身長の低い方にも
対応できます。

オールカーボン クオッドケイン四点式

TAISコード:00576-000031

商品番号 J-527A、J-527B、J-527C

希望月極レンタル料金	ご利用者負担額
1,500	150

- 型式:70C-4、70C-F4、70C-C1
- メーカー:鳥製作所
- ベースサイズ(cm):全幅18.5×全長14
- 長さ(cm):60.5~86(11段階)

立ち座りを助ける
2段グリップの杖です。

質量
815
g



らくらく四点杖 (2段式)

TAISコード:00030-000030

商品番号 **J-528A**

希望月極レンタル料金
1,500
ご利用者負担額
150

- 型式:EA4-101
- メーカー:幸和製作所
- 長さ(cm):77.5~93

軽い! 折りたたみするのも
伸ばすのも簡単!
最小55cm程度になります。
伸ばしたとき重なる部分が
10cm以上あるので安心して使えます。

質量
570
g



OPO 折りたたみ ロフトランドクラッチ

TAISコード:00261-000046

商品番号 **J-529A**

希望月極レンタル料金
1,100
ご利用者負担額
110

- 型式:21-1-2
- メーカー:プロト・ワン
- 長さ(cm):地面からグリップ71~92

適応身長155から
185cm程度

アルミ製の
軽量松葉杖です。

質量
960
g



松葉杖

TAISコード:00066-000218

商品番号 **J-530A**

希望月極レンタル料金
1,200
ご利用者負担額
120

- 型式:CMS-80M
- メーカー:松永製作所
- 長さ(cm):107.5~137.5(13段階)
- 2本1セット

支柱が前後に可動し坂道などでも
四点がきちんと接地します。

質量
約**440**
g

カーボン四点可動式 スモールタイプ

TAISコード:00576-000033

商品番号 **J-527D、J-527E**



希望月極レンタル料金
1,000
ご利用者負担額
100

- 型式:74MC-3、74MC-F2
- メーカー:島製作所
- 使用時サイズ(cm):H62.5~88×W10×D10
- 高さ調節:11段階 2.55cmピッチ

74MC-3
カーボン柄グレー

74MC-F2
かすみ草

正しい杖の選び方




杖の先を胴側の足先の
前外方約20cmに置き、
肘は30~40度屈曲し
た状態が最適です。
(この時、握りの位置は
ほぼ大転子の処にあり
ます)

杖の種類と特性

多点杖・四脚杖


4点で支えるため安定しており、自立する
杖です。一般的な杖に比べ体重を預け
やすいので、歩行が不安定な方に向い
ています。



四脚杖

ロフトランドクラッチ

腕に装着して使う片手用の杖です。腕と
肘の部分に力を分散させるので握力と
腕力の弱い方でも体重を支えることが
できます。



松葉杖

脇の下にはさんで使うので最も体重を支
えやすく、片側でも左右2本でも使えます。

